

Benexè® Gocce Oculari Polidose è una soluzione oftalmica sterile, a pH fisiologico, a base di ialuronato di sodio, con benzalconio cloruro come conservante.

L'azione principale del dispositivo è quella di lubrificare e idratare la superficie oculare, grazie al sodio ialuronato.

Benexè® Gocce Oculari Polidose aiuta ad idratare e rinfrescare l'occhio.

Benexè® Gocce Oculari Polidose è indicato per contrastare i sintomi della secchezza oculare quindi allevia rossore, irritazione e affaticamento oculare.

La formula contiene anche cloruro di sodio e tampone fosfato per garantire una soluzione fisiologica e acque distillate di camomilla e fiordaliso per assicurare un'azione idratante.

INDICAZIONI D'USO

Gocce oculari indicate per contrastare i sintomi dell'occhio secco e alleviare irritazione, rossore e affaticamento oculare dovuti a fattori ambientali (aria condizionata, esposizione prolungata a raggi solari, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o piscina), utilizzo di lenti a contatto, computer e guida prolungata.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0.1%, Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Sodio fosfato dibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico diidrato, Polisorbato 80, Sodio cloruro, Benzalconio cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso.
- Prima del primo utilizzo, svitare con decisione il tappo di protezione per rompere il sigillo di garanzia.
- Aprire il flacone ruotando il tappo di protezione in senso antiorario.
- Rimuovere il tappo protettivo.
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione per instillare 2 o 3 gocce nell'occhio.
- Dopo l'uso, richiudere il contenitore ruotando il tappo di protezione in senso orario.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Data la presenza di benzalconio cloruro, non utilizzare il prodotto se si hanno patologie oculari (es. glaucoma, neuropatia ottica ereditaria di Leber).
- Il prodotto è destinato ad essere utilizzato da adulti e anziani e si raccomanda di consultare il medico in caso di utilizzo sui bambini.
- Dopo la prima apertura del flacone, utilizzare il prodotto entro 28 giorni. Trascorso tale periodo gettare il contenuto residuo.
- Non utilizzare il prodotto più di 3 volte al giorno.
- Rimuovere le lenti a contatto prima di utilizzare il prodotto e attendere almeno 15 minuti dopo aver utilizzato il prodotto prima di applicare le lenti a contatto.

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è mono paziente.
- Non utilizzare se il sigillo di garanzia presente sul tappo del flacone è rotto.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.
- Non usare in caso di allergia verso qualsiasi componente di questo prodotto.
- Non usare in caso di allergie alle piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.
- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di effetti collaterali durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- Solo per uso esterno. Non ingerire.
- Segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

EFFETTI COLLATERALI

Al momento non sono noti effetti collaterali.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).
Il contenuto deve essere utilizzato entro 28 giorni dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml.

VALIDITÀ

A confezione integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.

 0051    DT/01/DT/014

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Benexè® Multi-dose Ocular Drops is a sterile ophthalmic solution, with physiological pH, based on sodium hyaluronate, with benzalkonium chloride as preservative.

The main action of the device is to lubricate and moisturize the ocular surface, thanks to sodium hyaluronate.

Benexè® Multi-dose Ocular Drops helps your eyes feel moisturized and refreshed.

Benexè® Multi-dose Ocular Drops is indicated to counteract dry eye symptoms therefore it relieves redness, irritation and eye fatigue.

The formula contains also sodium chloride and phosphate buffer to guarantee a physiological solution and distilled waters of Chamomile and Cornflower to ensure moisturizing action.

INTENDED USE

Eye drops indicated to counteract dry eye symptoms and relieve irritation, redness and eye fatigue due to environmental factors (air conditioning, excessive solar radiation, wind, smoke, pollution, sea water or swimming pool water), contact lens wear, driving long distances, long-term computer use.

COMPOSITION

Sodium hyaluronate 0.1%, distilled water of cornflower, distilled water of chamomile, sodium phosphate dibasic heptahydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, tween 80, benzalkonium chloride, sodium chloride, water for injections.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Wash and dry your hands thoroughly before use.
- Before using the product for the first time, firmly unscrew the protective cap to break the guarantee seal.
- Open the bottle by turning the protective cap anticlockwise.
- Remove the protective cap.
- Turn the bottle upside down and gently press the container to instill 2 or 3 drops into the eye.
- After use, close the container by turning the protective cap clockwise.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Due to benzalkonium chloride, do not use in case of eye diseases (e.g. glaucoma, Leber hereditary optic neuropathy).
- The product is intended for the use in adults and elderly. It is recommended to consult your doctor in case of use on children.
- Do not use the eye drops for longer than 28 days after first opening the bottle. Discard 28 days after opening, even if there is solution remaining.
- This product must not be used more than 3 times a day.
- Remove your contact lenses before applying this product and wait at least 15 minutes after using this eye drops before putting contact lenses back in.

- This product is for ophthalmic use only.
- This product is for single patient use.
- Do not use if the safety-seal on the cap of the bottle is broken.
- Do not use if there are visible particles and/or changes in the color of the solution.
- During application, do not touch eye or any other surface with the container's dispensing edge.
- Do not use after the expiry date shown on the carton or printed on the bottle.
- Do not use if you are allergic to any of the ingredients.
- Do not use if you are allergic to Asteraceae plants.
- If you suffer from severe damage to the clear layer at the front of the eye (the cornea), phosphates may cause in very rare cases cloudy patches on the cornea due to calcium build-up during treatment.
- No interactions with drugs or other eye drops are reported; however, leave at least 15 minutes between administrations of any other eye drops.
- In case of side effects during use, interrupt the treatment and consult a doctor.
- Dispose of the product according to your local waste management regulations.
- Keep out of the reach and sight of children.
- Consult your doctor before you use this product if you are pregnant or breast-feeding.
- For external use only, do not swallow.
- It is necessary to report any serious incident occurred in relation to the device to the manufacturer and the Competent authority of the Member state in which you are established.

SIDE EFFECTS

No undesirable side-effects are known so far.

STORAGE CONDITIONS

Store at room temperature (15°C-25°C).

The product can be used for up to 28 days once opened.

PACKAGING

One 10 ml bottle.

VALIDITY

Check the expiration date indicated on the carton. The expiry date indicated on the package refers to the product in intact packaging.

 0051    DT/01/DT/014

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO) Italy